



➤ EDAN F3/F3 Dual

Pantalla LCD 5.6" TFT Color

Monitorización Gemelar (F3 DUAL)

Visualización de Formas de Ondas, Numérica, mixta

Detección de Movimiento Fetal Automático

Transductor FHR de 12 cristales (a prueba de agua)

Interface USB para la transmisión de Datos

Conexión con Central de Monitoreo

Impresora de Alta Resolución

EDAN F3/F3 Dual <

Especificaciones Técnicas

Características físicas:

Dimensiones: 350mm x 300mm x 104mm
Peso: Aproximadamente 3.0kg

Ultrasonido:

Técnica: Ultrasonido Doppler pulsado con

correlación automática

Repetición de Pulso: 2 KHz Duración de pulso: 92 nos

Frecuencia: 1.0 MHz ± 10% Rango de medición FCF: 50 latidos por minuto -

240 lpm

Resolución FCF: 1 bpm Precisión FCF: ± 2 bpm

DECG:

Técnica: Pico a pico de detección.

Rango de medición DFHR: 30 lpm ~ 240 lpm

Resolución: 1 ppm

Precisión: ± 1 pulsaciones por minuto

CMRR > 110dB Ruido <4 UVP

Impedancia de entrada> 10 M (diferencial, DC

50/60 Hz)

> 20 M (modo común)

Autodetección del movimiento del feto:

Técnica: Ecografía Doppler pulsado

Rango de medición: 0% a 100%

Resolución: 1%

Impresora:

Impresora de tipo térmico

Papel: tipo Z papel termosensible (150 mm) Velocidad de impresión: 1/2/3 cm / min Velocidad de impresión: de hasta 15 mm / seg

Resolución: 8 puntos / mm

Registro de información: de FHR1 huella, rastro

FHR2, TOCO traza,

AFM huella, marca de movimiento fetal, caso de la marca, el auto-cero símbolo, fecha, hora, velocidad de impresión, ID, nombre, FHR2 Offset, etc.

Pantalla:

Pantalla: 5.6 pulgadas color TFT-LCD

Resolución: 640 (W) x 480 (H)

TOCO:

Rango de medición: 0% a 100%

Resolución: 1%

Cero automático / manual

Error No lineal 10%

IUP:

Rango de medición: 0 mmHg - 100 mmHg

Resolución: 1%

Cero automático / manual

Error No lineal ± 3 mmHg

Movimiento fetal:

Marcador remoto manual

Fuente de alimentación:

Tensión de funcionamiento: 100 V - 240 V Frecuencia de operación: 50Hz/60Hz

Batería (Opcional):

Tipo de batería:recargable de litio-ion Tensión: 14,8 V 4200 mAh mAh/2100

Opcional

Central de Monitoreo MFM - CNS





Tel: 448 8984 Cel: 314 508 5483

