



➤ YX980D

Aspirador de cirugía transportable.
Alto vacío.
Bomba libre de aceite.
Alta velocidad de flujo regulable.
Dos (2) botellas de policarbonato de 4000 ml.
Sistema de cierre hermético.
Bajo Nivel de contaminación.

YX980D ◀

Succionadores

Especificaciones Tecnicas

Máximo vacío:	0.09 Mpa (-680mmHg)
Flujo de aire libre:	Mayor o igual a 80 L/min
Capacidad de las botellas:	4000 ml x 2
Intervalo de vacío ajustable:	0.02 a 0.09 Mpa (-150 a - 680 mmHg)
Nivel de ruido:	Menor o igual a 60 dB (a)
Entrada:	250 VA
Fuente de alimentación:	110 VAC / 60 Hz
Sistema de trabajo:	Operación continua con carga intermitente
Dimensiones:	490 mm (Largo) x 390 mm (Grosor) x 940 mm (Altura)
Peso neto:	29 kg

ACCESORIOS

Cánula de Succión para Cavidad Abdominal

Manguera de Succión

Filtro de Aire

Fusible

Pedal

Manual

comercial@procesosbiomedicos.com
Tel: 448 8984
Cel: 314 508 5483

