

Equipo perfusor

Equipo perfusor |

perfusor



➤ Perfusora MP-30

- Perfusora modular
- Múltiples Programas de Infusión
- Pantalla Táctil
- Batería Recargable de Litio
- Compatible con múltiples Jeringas de infusión
- Visibilidad de Infusión en la jeringa
- Rápido Ajuste de Jeringa (Manual)

Somos el mejor equipo con el que alcanzarás los mejores resultados.

Especificaciones Técnicas

Nombre:

Equipo perfusor MP-30

Modos de Infusión:

Modo Tasa
 Modo Tiempo
 Modo Peso
 Modo Peso estándar
 Modo secuencia
 Modo Relevo
 (Requiere de Estación Modular)

Alimentación:

100-240 VAC
 Consumo < 25 VA
 Entrada DC 12V
 Batería recargable Interna
 (6 horas de trabajo continuo)

Dimensiones:

244 (ancho) x 74 (alto) x 164 (profundo) mm

Peso:

1.8 Kg (incluyendo batería)

Precisión:

+/- 1% (Mecánica)
 +/- 2% (Incluyendo Jeringa)

Rango de**Ajuste de Flujo:**

0,1 – 300,0 ml/hr (Jeringa 10 ml)
 0,1 – 600,0 ml/hr (Jeringa 20 ml)
 0,1 – 900,0 ml/hr (Jeringa 30 ml)
 0,1 – 2000,0 ml/hr (Jeringa 50 (60) ml)

Incrementos de 0.1 ml/h

Rango de**Ajuste de Volumen:**

0,0 – 9.999,9 ml (Visualizado en pantalla)

Purga:

100 ml/hr (Jeringa 10 ml)
 200 ml/hr (Jeringa 20 ml)
 300 ml/hr (Jeringa 30 ml)
 400 ml/hr (Jeringa 50 (60) ml)

Bolos:

300 ml/hr (Jeringa 10 ml)
 600 ml/hr (Jeringa 20 ml)
 900 ml/hr (Jeringa 30 ml)
 2000 ml/hr (Jeringa 50 (60) ml)

KVO:

0,1 – 2,5 ml/hr

Nivel de Oclusión:

3 niveles (I, II, III)
 I: 300 +/- 100 mmHg
 II: 550 +/- 150 mmHg
 III: 900 +/- 200 mmHg

**Alarmas:**

Finalización Cercana
 Medicamento Agotado
 Infusión Finalizada
 Alarma de Oclusión
 Batería Baja
 Batería Agotada
 Sin Batería
 Sin fuente de Energía
 Sin Jeringa
 Mantener Abierto
 Alarma de Recuerdo
 Alarma de Auto Test
 Alarma Infundiendo

Accesorios Opcionales:

Estación Modular (Para Modo Relevo)
 Escáner de Código de Barras

Características de Hardware:

Diseño Modular
 Pantalla Táctil
 Estilo Smart Phone
 Cambio de Flujo en Tiempo Real
 Purga
 Memoria Última Configuración
 Fácil apertura de Puerta
 Fácil y Rápido ajuste de Jeringa (Manual)
 Perilla de Ajuste Multiposición
 (4 formas de Ajuste)

Seguridad y Confianza:

KVO (Mantenimiento de Vena Abierta)
 Bloqueo de Pantalla
 Recuerdo de Inicio
 Nivel de Alarma (5 niveles)

Características de Software:

Modo Nocturno
 Nivel de Luz de fondo intercambiable (5 niveles)
 Estilo de Fondo intercambiable (7 fondos)
 Función Stand By
 Recordatorio de Mantenimiento
 Registro de Historia (hasta 1000 eventos)
 Administración de información del Paciente

Conexión:

Tres (3) Puertos USB para conexión de Sensor de Goteo, fuente de poder 12 VDC, Estación modular o escáner de código de Barra.

COSTA NORTE BARRANQUILLA

Carrera 49C No. 79 - 184 • PBX: (57 - 5) 3780063 ext. 101

Celular: 301 5160005 • servicioalcliente@novamedicaltda.com

Barranquilla, Colombia

Especificaciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.

Sergio Velez
 comercial@procesosbiomedicos.com
 www.procesosbiomedicos.com